



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 05:04

Link do produktu: <https://blackfrogdental.pl/drukarka-3d-sla-original-prusa-medical-one-medical-cw-one-p-18.html>



Drukarka 3D SLA Original Prusa Medical ONE + Medical CW One

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	prusaM1CW1
Kod producenta	prusaM1CW1

Opis produktu

Original Prusa Medical One

Rozwiązanie do druku 3D dla stomatologii.

Medical one jest tak szybka, że możesz zaoferować swoim pacjentom założenie korony / mostu tymczasowego w godzinę! W ciągu godziny zrobisz scan zębów, przygotujesz model do druku, wydrukujesz w niecałe półgodziny, nałożysz glazurę i zamontujesz gotową protezę w jamie ustnej pacjenta!

Parametry techniczne (drukarka 3D):

- Materiał do drukowania: żywica światłoczuła 405 nm, wsparcie dla żywic dentystycznych stron trzecich
- Czas ekspozycji warstwy 2 sekundy*
- Rozmiar druku (XYZ): 127 x 80 x 150 mm
- Wyświetlacz do druku: Monochromatyczny 6" LCD (2560x1620 px)
- Rozdzielczość druku (XY): 0,05 mm
- Wysokość warstwy: od 0,01 mm (zazwyczaj 0,05 mm)
- Czas pochylenia: 3 sekundy
- Łączność: USB, Wi-Fi, LAN, interfejs sieciowy
- Automatyczny pomiar poziomu żywicy
- Parowanie przez filtr węglowy
- Drukuj jednym kliknięciem
- Funkcje bezpieczeństwa: czujnik osłony, pomiar temperatury, ciągłe monitorowanie stanu sprzętu
- Dostarczany z żywicą i wszystkimi akcesoriami

Parametry techniczne (stacja do obróbki końcowej):

Kompleksowe rozwiązanie do skompletowania drukowanego modelu
Funkcja podgrzewania żywicy
Dokładne czyszczenie modelu
Zaawansowane suszenie modelu
360° utwardzanie modelu 3D
Dostarczany ze wszystkimi akcesoriami

Podana cena obejmuje:

- Pakiet drukarki 3D Medical One i stacja do postprocessingu



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Pakiet medyczny:

- 3x folia FEP
- Wsparcie dla żywic medycznych Prusa Slicer Medical One z profilami
- 2 dodatkowe tacki na żywice

Szkolenie całodzienne z obsługi Medical One (opcja dodatkowo płatna)

- całodniowe szkolenie z obsługi, kalibracji, druku na Medical One jest realizowane przez <http://www.zirkon-lab.pl/> w Świdniku, w celu umówienia się na szkolenie należy kontaktować się pod numerem: +48 81 759 15 26

* Czas ekspozycji może się różnić w zależności od użytej żywicy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pakiet GOLD: Nie , Tak

Drukarka 3D dental

Drukarki 3D dentystyczne, żywiczne. Żywica ta jest utwardzana laserem UV. Z kolei drukarki DLP wykorzystują projektor DLP, który wyświetla drukowany obiekt lub warstwę aktualnie drukowaną na ekranie LCD. Jak sama nazwa wskazuje, drukarki LCD wykorzystują ekran LCD i źródło światła UV.