



Blackfrog.pl
Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 13:46

Link do produktu: <https://blackfrogdental.pl/myjka-anycubic-wash-cure-machine-20-p-44.html>



Myjka Anycubic Wash & Cure Machine 2.0

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PHOTON_WASH&CURE
Kod producenta	PHOTON_WASH&CURE

Opis produktu

Jest to urządzenie 2 w 1. Posiada funkcje mycia rotacyjnego i utwardzania. Korzystanie z tego typu urządzeń jest bardzo wygodne i oszczędza czas i miejsce. Anycubic Wash & Cure 2.0 **jest kompatybilne z większością drukarek 3D** LCD o średnicy ekranu 5,5' - 6,1' / DLP/SLA między innymi takich jak Elegoo Mars, Phrozen Sonic, Nova 3D itp. Urządzenie jest doskonałym wsparciem dla drukarek SLA, LCD, DLP i zastosowań laboratoryjnych. W wersji 2.0 poprawione zostało sterowanie urządzeniem. Na początek funkcję wybierasz przyciskiem pomiędzy myciem a utwardzaniem, następnie pokręteł wybierasz czas i przyciskasz.

Urządzenie posiada dwa sposoby mycia:

1) Czyszczenie w koszu. Wyjmij model i umieść go w koszu w celu bezpośredniego czyszczenia. Minimalna ilość płynu to nawet 1-2 L.

3) Czyszczenie bez zdejmowania wydruku z platformy: Zawieś platformę drukowania bezpośrednio na koszu do czyszczenia lub stojaku do czyszczenia. Minimalna ilość płynu w przy czyszczeniu w koszu z platformą 2,5 L a przy czyszczeniu w stojaku z platformą 3,5 L.

Pokrywa blokuje 99,95% promieni UV o długości fali 405 nm dzięki czemu można pracować z otwartą żywicą przy pracującym urządzeniu. Pojemnik jest szczelny dzięki czemu nie czuć izopropanolu lub innych lotnych płynów czyszczących. Skutecznie zapobiega to rozpryskiwaniu i ulatnianiu się płynów co zapewnia bezpieczeństwo.

W trybie utwardzania dodano soczewki do lampy UV, które rozpraszają światło bardziej równomiernie. Dodano również rozbłyśnik pod platformę 360°. Dzięki temu wyeliminowany martwy kąt bez światła pod modelem.

Urządzenie jest wyposażone w pokręteł na którym można ustawić czas od 1-60 minut. Dzięki temu łatwiej jest ustawić dłuższe czasy mycia i utwardzania.

Porównanie Anycubic Wash & Cure 2.0 VS Wash & Cure 1.0

Plusy:

- kompatybilne z większością platform drukarek 3D UV

**Blackfrog.pl**

Wojciech Gurdek Karambola
Zacisze 112, 32-650 Kęty
NIP: PL5492141185
GSM 662772277

- poprawione sterowanie

- poprawione mocowanie platformy 360'

- rozbłyśnik pod platformą

Minusy

- zmniejszona moc sumarycznej diód UV z 40W do 24W

- selektywne światło 405nm a nie 405nm + 364nm

- obudowa z panelem plastikowa a nie metalowa jak w wersji 1.0

Parametry:

- Moc lamp UV: **25 W**
- Długość fali światła UV: 405 nm
- Zakres wyboru czasu: 1 - 60 min
- Rozmiar obiektu do mycia: **120 x 74 x 165 mm**
- Rozmiar obiektu do utwardzania: **140 x 140 x 165 mm**
- Rozmiar maszyny: 225 x 235 x 365 mm
- Waga: 3,7 kg